

Produktdatenblatt

CLUNGENE Covid-19 Antigen Rapid Test Cassette
- Nasenabstrich, REF 1060685



Produktbeschreibung

- CLUNGENE Covid-19 Antigen Rapid Test Cassette

Die Vorteile des SARS-CoV-2 Rapid Antigen Tests auf einen Blick:

- Antigen-Schnelltest für die Eigenanwendung
 - BfArM-gelistet
 - Evaluierung durch Paul-Ehrlich-Institut bestanden
 - Höchste Testergebnisse
 - Einfache, bequeme und schmerzfreie Durchführung eines vorderen Nasenabstrichs
 - Testergebnis nach ca. 15 Minuten
 - Einzeln verpackt
-
- **Sensitivität: 97,1 % (95% CI: 92,7%~98,9%)**
 - **Spezifität: 99,4 % (95%CI: 98,1%~99,8%)**

Klassifizierung

- CE-zertifiziert
- BfArM gelistet
- Evaluierung PEI




Covid-19 Antigen Rapid Test Cassette

- Packung à 1 Test
- REF: 1060685

Einfache nicht unangenehme Probenentnahme

a. Führen Sie die gesamte Tupferspitze vorsichtig etwa **2,5 cm** in das linke Nasenloch ein.



b. Streichen Sie in einer kreisförmigen Bewegung mindestens **5-mal** fest gegen die Innenseiten des linken Nasenloches.



Kronsguard GmbH

Dorfstraße 1
24119 Kronshagen, Deutschland
Tel: +49 (0) 431 908 949 25
Fax: +49 (0) 431 908 949 26
info@kronsguard.de
www.kronsguard.de